

Лента рулонная Мастер Лент 120 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 120×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 66 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	120×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	66 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 120×30/18.

Размеры: 120 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
120x30/18 нар. М	наружу	с меткой	ЭКГ Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, Cardiorapid, Bohse, ЭКГ «Доктор Ли»