

Лента рулонная Мастер Лент 130 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 130×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутрь, без метки, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	130×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 130×30/18.

Размеры: 130 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
130x30/18 внутр.	внутрь	-	ЭКГ Cardisuny Fukuda 503A, Hellige