

Лента рулонная Мастер Лент 145 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 56 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	56 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 145×30/18.

Размеры: 130 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	3 кан. сетка	Для оборудования
145x30/18 внутр.	внутрь	-	ЭКГ Fukuda, Nihon Kohden, Siemens Sicard 440
145x30/18 нар.	наружу	-	ЭКГ Fukuda, Nihon Kohden, Siemens Sicard 440
145x30/18 внутр.	внутрь	да	ЭКГ Fukuda, Nihon Kohden
145x30/18 нар.	наружу	да	ЭКГ Fukuda, Nihon Kohden