

Лента рулонная Мастер Лент 150 25/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 150×25 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутрь, без метки, для фетального монитора, в
упаковке 56 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	150×25 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	56 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 150×25/18 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 150 мм × 25 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ФМ Bionet Fetacare FC-1400.

В упаковке: 56 шт.