

Лента рулонная Мастер Лент 170 50/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 170×50/18.

Размеры: 170 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
170x50/18 внутр.	внутри	-	4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т