

Лента рулонная Мастер Лент 183 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 183×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь / наружу, без метки, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	183×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 183×30/18.

Размеры: 183 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
183x30/18 нар.	наружу	-	ЭКГ Kenz 301-303/601, Cardioline 1, Siemens, Hellige
183x30/18 внутр.	внутри	-	ЭКГ Kenz 301-303/601, Cardioline 1, Siemens, Hellige