

Лента рулонная Мастер Лент 210 30/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ, в упаковке 36 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутрь / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 210×30/12.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
210х30/12 вн., без сетки	внутрь	-	ЭКГ Bioset, Nihon Kohden 1350, Dixion 1012
210х30/12 нар.	наружу	-	ЭКГ Bioset 8000
210х30/12 внутр.	внутрь	-	ЭКГ Bioset 8000
210х30/12 нар. М	наружу	с меткой	ЭКГ Bioset 8000
210х30/12 внутр. М	внутрь	с меткой	ЭКГ Bioset 8000