

Лента рулонная Мастер Лент 210 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь / наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ, в упаковке 34 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	34 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 210×30/18.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
210х30/18 нар.	наружу	-	ЭКГ
210х30/18 внутр.	внутрь	-	6-ти кан. ЭКГ Fukuda FCP 4101, 7402, Nihon Kohden, Sensitec ECG 1012
210х30/18 внутр. М	внутрь	с меткой	6-ти кан. ЭКГ Fukuda FCP 4101, 7402