

Лента рулонная Мастер Лент 215 25/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 215×25 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, без метки, для ЭКГ / для фетального монитора, в упаковке 34 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	215×25 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ / для фетального монитора
Количество в упаковке	34 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 215×25/18.

Размеры: 215 мм × 25 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
215x25/18 нар.	наружу	-	- ЭКГ Bionet P-ECG-P10, CardioCare 2000, CardioTouch 3000 - ФМ Bionet FC-700