

Лента рулонная Мастер Лент 50 20/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 50×20 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования, в упаковке 126 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×20 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для лабораторного оборудования
Количество в упаковке	126 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 50×20/12 без сетки.

Размеры: 50 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
50x20/12 без сетки	Анализаторы Mindray и аналогичные