

Лента рулонная Мастер Лент 50 25/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 50×25 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×25 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Electronica Trentina / Dixion ECG-1001

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 50×25/18 - с намоткой термослоем наружу и фотометрической меткой.

Размеры: 50 мм × 25 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: электрокардиографы Electronica Trentina / Dixion ECG-1001.