

Лента рулонная Мастер Лент 50 30/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для лабораторного оборудования
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 50×30/12 без сетки.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
50x30/12 без сетки	Анализаторы Mindray и аналогичные