

Лента рулонная Мастер Лент 50 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь /
наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ / для
дефибриллятора, в упаковке 126 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ / для дефибриллятора
Количество в упаковке	126 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 50×30/18.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
50x30/18 нар. М	наружу	да	Cardioline ETA-150
50x30/18 нар.	наружу	-	ЭК1Т / Hellige EK 41
50x30/18 внутр.	внутрь	-	ЭКГ ЭК1Т, Hellige EK 41, Kenz ECG; мониторы-дефибрилляторы CMS CMS 6000, CMS 6000/c/e, CMS 8000, R1, VSM2, VSM4, VSMR1; мониторы-дефибрилляторы Lifepack 4/6/7/8/9/10, R1, RS100, Live Sign Monitor; ЭКГ Burdick DC-180, DC-185, EK-100, Medic 3/4/5, REC-8, WR-1