

Лента рулонная Мастер Лент 50 50/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 50×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь /
наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 50×50/18.

Размеры: 50 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Модификации:

- **50х50/18 нар.** с намоткой термослоем наружу.

Для оборудования: ЭКГ Валента.

- **50х50/18 внутр.** с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: 1-канальные ЭКГ, ЭК1Т, Малыш, Аксион, Салют.