

Лента рулонная Мастер Лент 55 30/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 55×30 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Исполнение            | рулонная                       |
| Размер рулона         | 55×30 мм×м                     |
| Втулка                | 12 мм                          |
| Назначение            | для лабораторного оборудования |
| Количество в упаковке | 90 шт.                         |

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 55×30/12 без сетки.

Размеры: 55 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

| Модификация        | Для оборудования          |
|--------------------|---------------------------|
| 55x30/12 без сетки | Анализатор Mindray BA-88A |