

Лента рулонная Мастер Лент 55 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 55×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
без метки, для ЭКГ, в упаковке 126 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	55×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	126 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 55×30/18.

Размеры: 55 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: различные ЭКГ аппараты, для которых подходит данный типоразмер ленты.