

Лента рулонная Мастер Лент 57 23/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь /
наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 189 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×23 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	189 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 57×23/12.

Размеры: 57 мм × 23 м.

Втулка: 12 мм.

Модификации:

- **57х23/12 нар.** с намоткой термослоем наружу;
- **57х23/12 внутр.** с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: ЭКГ Heart Mirror, ЭК1Т-07, Аксион, Юкард 60, ЭК3Т-01-Р-Д, Альтон-103.