

Лента рулонная Мастер Лент 57 25/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 57×25 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования, в упаковке 105 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×25 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для лабораторного оборудования
Количество в упаковке	105 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 57×25/12 без сетки.

Размеры: 57 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
57х25/12 без сетки	Лабораторное оборудование