

Лента рулонная Мастер Лент 57 30/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 57×30 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×30 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для лабораторного оборудования
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 57×30/12 без сетки.

Размеры: 57 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
57х30/12 без сетки	Анализаторы Компакт 2-3, Labsystems FP-900/901, StatFax, Хитачи 902/912, Sysmex KX-21, Микро СС20 и т.д.