

Лента рулонная Мастер Лент 57 50/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 57×50 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь /
наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×50 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 57×50/12.

Размеры: 57 мм × 50 м.

Втулка: 12 мм.

Модификации:

- **57х50/12 нар.** с намоткой термослоем наружу;
- **57х50/12 внутр.** с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: ЭКГ Альтон-103.