

Лента рулонная Мастер Лент 60 15/16

РЗН 2015/2854

рулонная, 60×15 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ, в упаковке 162 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	60×15 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	162 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 60×15/16 нар. М с намоткой термослоем наружу и фотометрической меткой.

Размеры: 60 мм × 15 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: ЭКГ Cardiette AR 600.