

Лента рулонная Мастер Лент 63 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 63×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь /
наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 132 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	63×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	132 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 63×30/18.

Размеры: 63 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Модификации:

- **63х30/18 нар.** с намоткой термослоем наружу;
- **63х30/18 внутр.** с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: ЭКГ Burdick, Cardisuny, Fukuda FCP 15, FX 2111 Hellige, Kenz, Nihon Kohden.