

Лента рулонная Мастер Лент 80 25/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 80×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
без метки, для ЭКГ, в упаковке 120 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	120 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 80×25/12 нар. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭКГ GE MAC-400/600.