

Лента рулонная Мастер Лент 80 30/12 без сетки

РЗН 2015/2854

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 12 мм, для лабораторного оборудования / для спирографа, в упаковке 60 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	12 мм
Назначение	для лабораторного оборудования / для спирографа
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 80×30/12 без сетки.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Для оборудования
80x30/12 без сетки	Анализаторы «Медика», спирографы, велоэргометры