

Лента рулонная Мастер Лент 80 30/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь /
наружу, без метки, для ЭКГ, в упаковке 96 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	96 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 80×30/12.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Модификации:

- **80х30/12 нар.** - с намоткой термослоем наружу.
- **80х30/12 внутр.** - с намоткой термослоем внутрь.

Для оборудования: 3-х кан. ЭКГ Юкард, Heart Screen, Innomed, Medinova ECG 9803.