

Лента рулонная Мастер Лент 80 30/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
без метки, для ЭКГ, в упаковке 84 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 80×30/18 нар. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ЭКГ Innomed Heart Screen 80G.