

Лента рулонная Мастер Лент 90 35/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 90×35 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ, в упаковке 45 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	90×35 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	45 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 90×35/12 нар. М - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 90 мм × 35 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭКГ GE MAC 500 (замена бумаги в пачках 90х90х360).

В упаковке: 45 шт.