

Лента рулонная Мастер Лент 90 36/12

РЗН 2015/2854

рулонная, 90×36 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,  
с меткой, для ЭКГ, в упаковке 50 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Исполнение            | рулонная   |
| Размер рулона         | 90×36 мм×м |
| Втулка                | 12 мм      |
| Намотка               | наружу     |
| Фотометрическая метка | с меткой   |
| Назначение            | для ЭКГ    |
| Количество в упаковке | 50 шт.     |

Дополнительные характеристики

**Лента рулонная Мастер Лент 90×36/12 нар. М** - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

**Размеры:** 90 мм × 36 м.

**Втулка:** 12 мм.

**Для оборудования:** ЭКГ Schiller AT-1 (замена бумаги в пачках 90х90х400).

**В упаковке:** 50 шт.