

Лента рулонная Мастер Лент 90 50/18

РЗН 2015/2854

рулонная, 90×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,
без метки, для ЭКГ, в упаковке 58 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	90×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	58 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Мастер Лент 90×50/18 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 90 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: 2-кан. ЭКГ, ЭК2Т, MAC-500.