


Лента рулонная ФДБ 108 23/16 (4038)

ФСР 2009/06045

рулонная, 108×23 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 66 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	108×23 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Marquette
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	66 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 108×23/16 (4038) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 108 мм × 23 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: ЭКГ Marquette.

В упаковке: 66 шт.