


Лента рулонная ФДБ 108 30/16 (4038/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 108×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 51 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	108×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Mortara ELI 150
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	51 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 108×30/16 (4038/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 108 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Mortara ELI 150.

В упаковке: 51 шт.