


Лента рулонная ФДБ 110 25/12 (4036/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 110×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка
наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 3500 / ЭКГ 3-х канальный Юкард 200
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 110×25/12 (4036/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 110 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Bioset 3500 / ЭКГ 3-х канальный Юкард 200.

В упаковке: 63 шт.