


Лента рулонная ФДБ 110 30/12 (4036/1)

ФСР 2009/06045

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 55 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 3500/ Геолинк / ЭК12Т-01-«Р-Д» / Heart Screen 12D / Альтон-038/06 / Мединова ECG-9806
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	55 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 110×30/12 (4036/1) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Bioset 3500/ Геолинк / ЭК12Т-01-«Р-Д» / Heart Screen 12D / Альтон-038/06 / Мединова ECG-9806.

В упаковке: 55 шт.