


Лента рулонная ФДБ 112 27/12 (4043/1)

ФСР 2009/06045

рулонная, 112×27 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	112×27 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Диксион 1006 / Кенз-Кардико 302
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 112×27/12 (4043/1) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 112 мм × 27 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭКГ Диксион 1006 / Кенз-Кардико 302.

В упаковке: 63 шт.