


Лента рулонная ФДБ 183 30/18 (4061/1)

ФСР 2009/06045

рулонная, 183×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 34 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	183×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Kenz / Siemens / Hellige
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	34 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 183×30/18 (4061/1) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 183 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Kenz / Siemens / Hellige.

В упаковке: 34 шт.