


Лента рулонная ФДБ 210 30/12 (4062/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка
наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 26 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 8000 / Bionet CardicoCare 2000 / Kaden 9012
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	26 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 210×30/12 (4062/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Bioset 8000 / Bionet CardicoCare 2000 / Kaden 9012.

В упаковке: 26 шт.