


Лента рулонная ФДБ 216 30/18 (4087/3)

ФСР 2009/06045

рулонная, 216×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 25 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	216×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Cardipia 800
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 216×30/18 (4087/3) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 216 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ЭКГ Cardipia 800.

В упаковке: 25 шт.