


Лента рулонная ФДБ 57 23/12 (4025)

ФСР 2009/06045

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×23 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Heart mirror / ЭК 1Т-07 / «Аксион» / Юкард 60 / ЭК 3Т-01-Р-Д / Альтон-103
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×23/12 (4025) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 57 мм × 23 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Heart mirror / ЭК 1Т-07 / «Аксион» / Юкард 60 / ЭК 3Т-01-Р-Д / Альтон-103.

В упаковке: 84 шт.