


Лента рулонная ФДБ 63 30/18 (4027/3)

ФСР 2009/06045

рулонная, 63×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	63×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ аппараты
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 63×30/18 (4027/3) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 63 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: ЭКГ аппараты.

В упаковке: 63 шт.