


Лента рулонная ФДБ 80 30/18 (4030)

ФСР 2009/06045

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, в упаковке 51 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Heart Scren 80G / Хеарт Миррор / Инномед / Диксион ECG / Kenz Cardico 306
Количество в упаковке	51 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 80×30/18 (4030) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Heart Scren 80G / Хеарт Миррор / Инномед / Диксион ECG / Kenz Cardico 306.

В упаковке: 51 шт.