


Лента рулонная ФДБ 120 30/19 (4046)

ФСР 2009/06045

рулонная, 120×30 мм×м, втулка 19 мм, намотка
наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 48 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	120×30 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline ETA 3 / Cardiette Exel / Cardiorapid / Bohse / Doctor Lee ECG-310A
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	48 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 120×30/19 (4046) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 120 мм × 30 м.

Втулка: 19 мм.

Для оборудования: Cardioline ETA 3 / Cardiette Exel / Cardiorapid / Bohse / Doctor Lee ECG-310A.

В упаковке: 48 шт.