


Лента рулонная ФДБ 216 60/18 (4083)

ФСР 2009/06045

рулонная, 216×60 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 12 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	216×60 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	12 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 216×60/18 (4083) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 216 мм × 60 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Nihon Kohden.

В упаковке: 12 шт.