


Лента рулонная ФДБ 50 25/18 (4019)

ФСР 2009/06045

рулонная, 50×25 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,  
с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Исполнение                | рулонная                              |
| Размер рулона             | 50×25 мм×м                            |
| Втулка                    | 18 мм                                 |
| Намотка                   | наружу                                |
| Фотометрическая метка     | с меткой                              |
| Назначение                | для ЭКГ                               |
| Используемое оборудование | Elektronika Trentina / Dixon ECG 1001 |
| Плотность                 | 55 г/м²                               |
| Количество в упаковке     | 84 шт.                                |

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 50×25/18 (4019) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 50 мм × 25 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Elektronika Trentina / Dixon ECG 1001.

В упаковке: 84 шт.