


Лента рулонная ФДБ 50 30/18 (4020)

ФСР 2009/06045

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 75 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline ETA 150
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	75 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 50×30/18 (4020) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Cardioline ETA 150.

В упаковке: 75 шт.