


Лента рулонная ФДБ 210 30/18 (4064)

ФСР 2009/06045

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка
наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 25 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardiette Delta + / 1 канальный ЭКГ
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 210×30/18 (4064) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Cardiette Delta + / 1 канальный ЭКГ.

В упаковке: 25 шт.