

Лента рулонная ФДБ 110 25/12 (4036/3)

ФСР 2009/06045

рулонная, 110×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 3500 / ЭКГ 3-х каналный
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 110×25/12 (4036/3) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 110 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭBioset 3500 / ЭКГ 3-х каналный.

В упаковке: 63 шт.