


Лента рулонная ФДБ 112 27/12 (4043)

ФСР 2009/06045

рулонная, 112×27 мм×м, втулка 12 мм, намотка
внутри, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	112×27 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Геолинг / Cardico 302 / ЭК 3Т-02 «Аксион»
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 112×27/12 (4043) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутри.

Размеры: 112 мм × 27 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Геолинг / Cardico 302 / ЭК 3Т-02 «Аксион».

В упаковке: 63 шт.