


Лента рулонная ФДБ 130 30/20 (4050)

ФСР 2009/06045

рулонная, 130×30 мм×м, втулка 20 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 46 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	130×30 мм×м
Втулка	20 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardisuny Fucuda 503A / Hellige
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	46 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 130×30/20 (4050) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 130 мм × 30 м.

Втулка: 20 мм.

Для оборудования: Cardisuny Fucuda 503A / Hellige.

В упаковке: 46 шт.