


Лента рулонная ФДБ 140 43/20 (4092)

ФСР 2009/06045

рулонная, 140×43 мм×м, втулка 20 мм, намотка
внутрь, для КТГ, 55 г/м², в упаковке 24 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	140×43 мм×м
Втулка	20 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для КТГ
Используемое оборудование	кардиотокограф
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	24 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 140×43/20 (4092) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 140 мм × 43 м.

Втулка: 20 мм.

Для оборудования: кардиотокограф.

В упаковке: 24 шт.