


Лента рулонная ФДБ 145 30/18 (4054)

ФСР 2009/06045

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутри, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 40 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fucuda / Nihon Kohden / Siemens Sicard 440 / Cardimax FX-8222
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 145×30/18 (4054) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутри.

Размеры: 145 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Fucuda / Nihon Kohden / Siemens Sicard 440 / Cardimax FX-8222.

В упаковке: 40 шт.